

Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél



Termék	420103
Megjelenés	Gel
Rendszer	S1 – Folyékonyszappan rendszer
Szappan illata	Alcohol smell
Térfogat	1000 ml
no_of_doses	≈1000
Szín	Színtelen

Előzze meg a fertőzéseket a rendkívül hatékony, 80% (v/v) denaturált szeszt tartalmazó, lemosást nem igénylő Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél segítségével. Gyorsan fertőtleníti a kezét. Ez a leghatékonyabb fertőtlenítő gélünk: formulája kifejezetten gyakori használatra készült, így nem ragad tőle a kéz. Különösen egészségügyi használatra alkalmas, még a bemosakodókban is. Könnyen használható a Tork folyékonyszappan-adagolókkal, megfelelő kézhigiénéért biztosítva mindenkinek.

www.tork.hu

Rendkívül hatékony összetétel rendszeres használathoz. Megfelel az EN 1500, az EN 12791 és az EN 14476 szabvány előírásainak

Könnyen elosztható, hidratál, de nem ragad tőle a kéz

A zárt rendszerű flakon és az egyszer használatos pumpa megfelelő higiénéért biztosít, és csökkenti a keresztfertőzés kockázatát

Fenntarthatóság: A zsugorodó utántöltő flakonnak köszönhetően kevesebb hulladék keletkezik. Prémium minőség: Hidratáló összetevőket tartalmaz, azonban nem hagy ragadós nyomot, így valóban alkalmas a gyakori használatra.

A biocideket körültekintően használja. Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékinformációkat.

Szállítási adatok

	Fogyasztói egység	Szállítói egység	Raklap
EAN-kód	7322540754124	7322540754131	7322540759105
Darab	1	6	480
Fogyasztói egység	-	6	480
Magasság	246 mm	260 mm	1450 mm
Szélesség	91 mm	196 mm	800 mm
Hossz	93 mm	290 mm	1200 mm
Mennyiség/űrtartalom	2.1 dm3	14.8 dm3	1.2 m3
Nettó tömeg	845 g	5.1 kg	405.6 kg
Bruttó tömeg	891 g	5.6 kg	447.2 kg
Csomagolóanyag	Plastic bottle	Carton	-

Válasszon adagolót



560108



560000



560100

Alternatív termékek



420110

Kapcsolat

SCA Hygiene Products Kft.

AFH Professional Hygiene Europe
H-1021 Budapest

Budakeszi út 51.

Tel: +36 1 392 2100

Technical data	
Összetevők	Hatóanyag 80% (w/w) Ethanol, Denaturated Egyéb összetevők Alcohol Denat Víz Panthenol Glicerín Cetyl Alcohol Propilén-glikol Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer Aminomethyl Propanol
pH	n. a.
Használati utasítás	Használat előtt mossa és törölje szárazra a kezét. Általános higiéniai felhasználásra: Vigyen fel 1-2 adagot a (teljes) kézfejre, majd dörzsölje be addig, amíg a kézfejek meg nem szárad (ez nagyjából 15-30 másodperc). Az EN 1500 szabványnak megfelelő fertőtlenítéshez: Fűjön 3 ml-t a termékből, oszlassa el egyenletesen, majd dörzsölje be 30 másodpercen át, amíg a kézfejek meg nem szárad.
Minőségét megőrzi	36 hónap, a felnyitástól számított 6 hónap. Az eredeti tárolóedényben tárolandó Ne tegye ki túlzottan erős napsugárzásnak Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek.
Kezelési útmutató	A fertőtlenítőszereket körültekintően használja. Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékinformációkat. Kerülni kell a szembe jutást. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni (legalább 10 percen át), és orvoshoz kell fordulni. Bővebb információ a biztonsági adatlapon olvasható.
Jogszabályi követelmények	A Tork márkaneven forgalmazott termékek megfelelnek a biocid termékekről szóló 528/2012/EU rendeletnek, és jóváhagyták emberi higiéniai célra történő felhasználásukat. A termékeket minden olyan országban nyilvántartásba vettek és hitelesítették, ahol a termékek kereskedelmi forgalomban vannak. A termékek megfelelnek az 1907/2006/EK (REACH) rendelet és a módosítások előírásainak. A nem biocid jellegű összetevők megfelelnek a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet előírásainak, és az értékelés alapján normál és észszerűen előrelátható körülmények között az emberi egészségre ártalmatlannak minősülnek. A biocid termékek előállítása helyes gyártási gyakorlatok (GMP-k) alapján történik.
Regisztráció Biocid termékek	DE: N-65875 BE: NOTIF1027 DK: PR. Nr. 2418567 EE: 1346/15 FI: 433165 LUX: 69/15/L HU: JKF/3271-3/2015. LT: Nr. 11 (11.1)-(A-01PNO601555-15-101)-BSV-7039 LV: LV04062015/4039 NL: 14711N, 2016. június 1-ig NO: 321952 SE: 534970-9 SK: bio/684/D/15/CCHLP IRL: Pcs no 98098
Tanúsítványok	ISO 2271 (Helyes gyártási gyakorlat) ISO 9001 és 13485 (Minőségirányítási rendszerek)
Biztonsági adatlap	A termék biztonságos használata és kezelése érdekében kövesse a biztonsági adatlapon feltüntetett ajánlásokat. Az ajánlások a Tork webhelyén minden előírás szerinti helyi változatban megtalálhatók az adott régiókra vonatkozó meglévő jogi előírások (Európában pl. a CLP-rendelet) alapján.
Version	1

Microbiological tests				
Effective against	Test method	Test conditions	Test durations	Test organisms
Baktérium	EN 1500: higiéniai kézbedörzsölő	3 ml	30 másodperc (EN 1500)	E. coli K12
	EN 13727: Baktériumölő hatás az egészségügy területén	Szenyezett körülmények, például vér	15 másodperc	S. aureus, E. coli K12, P. aeruginosa, E. hirae
	EN 1040: Alapvető baktériumölő hatás	Tiszta körülmények	15 másodperc	S. aureus, P. aeruginosa
	EN 1276: Baktériumölő hatás az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken	Szenyezett körülmények	15 másodperc	S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, E. hirae, MRSA, VRE
Élesztő és gomba	EN 1275: Alapvető fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatás	Tiszta körülmények	30 másodperc, 2 perc	C. albicans (30 mp) és A. niger (2 p)
	EN 13624: Vizsgálat a gyógyászati területen használt eszközök kémiai fertőtlenítőszerei gombaölő hatásának értékelésére	Szenyezett körülmények, például vér	30 másodperc, 1 perc	C. albicans (30 mp) és A. niger (1 p)
	EN 1650: Fungicid hatás az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken	Szenyezett körülmények	30 másodperc, 2 perc	C. albicans (30 mp) és A. niger (2 p)
Mycobaktérium	EN 14348: Vizsgálat a gyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszerek – beleértve az eszközfertőtlenítőket – mikrobaktericid aktivitásának értékelésére	Szenyezett körülmények, például vér	60 másodperc, 15 másodperc	M. avium (60 mp) és M. terrae (15 mp)
Vírusok	EN 14476: Az embergyógyászatban használt fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok virucidvizsgálata	Tiszta körülmények	30 másodperc, 1 perc, 2 perc	Rágcsálókban élősködő norovírus (30 mp), adenovírus (1 p) és poliovírus (2 p)